9. Инструкция «Создание электронного документа «Протокол анестезиологического пособия»»

Работа ведется через Отделение > Пациенты отделения

Выбрать пациента > нажать кнопку _____ Добавить МД -____. В списке ШМД найти

необходимый шаблон – «Протокол анестезиологического пособия»

Пациенты отд	еления Переведенные	Выпи	санные Лекарственные	назначения	Назначенные услуги		
<u>Q</u>	🔍 📗 Информаци	я •	Действия с пациентом 👻	Просмотр	ЭМК 🚺 Добавить МД 🗸	Назначения 🖌 📑 Список МД	Еще 🗸
Палата, К	ФИО ↓	Во					
	Тест Тест Тестович		СЭМД Протокол анест	езиологическ	ого пособия		

В появившийся форме заполнить значения следующих полей (ввести цифровые значения с клавиатуры)

Масса тела,

25

рост,

раздел «Газовый состав дыхательной смеси»,

параметры ИВЛ,

гидробаланс (по состоянию пациента.

Основное Просмотр ЭМК Назначения услуг Услу	и Лек. назначения Компоненты крови Диагнозы. Стандарты Иополнители Листии нетрудоолособности. Назначение питания Назначение добавочного питания. Выполнить ану	ализ показателей здо
Записать и закрыть	Выбрать ШМД Открыть ГФ Список предыдущих записей Заполнить по МД	
Дата записи: 31.07.2023 8:35:41 的		
Дневник Мониторинг показателей		
Сведения о пациенте:		
Масса тела, кг: 0,0 🖾 Рост, см:	٥	
Группа крови:	 Ф Резус-принадлежность: Ф Антиген К1 Системы Kell: 	* C
Иные сведения групповой принадлжености крови (при наличии):		
Наименование оперативного		
вмешательства (операции):		
	ayaraa, goog, iiyi sin ayarnooris sasgannoo.	x
Премедикация удовлетворяет:		
Олерационно-анестезиологический риск:	Construction Determine the construction	
Способ проведения анестезиологического пособия		
Добавить 💠 💠		Еще -
Анестезия		
Rearry warras (warranti avenue aperanatu peyuu		
дозирования)		
		×
Путь введения анестетика		
		×
Интубация:	 с помощью: Интубационная трубка номер: 	
Газовый состав дыхательной смеси:		
О2, литров в минуту: 0,0 🖾 × Тип га	аовой омеси: и литров в минуту: 0,0 🖾 × испаряемый анестетик (название): х	06. %: 0
Добавить		Еще -
Наркозный аппарат:		

Следующие поля:

Группа крови,

резус принадлежность,

антиген К1 Системы Kell,

срочность операции

заполнить, выбрав один из предложенных вариантов из выпадающего списка (загружены из справочника, вручную создавать нельзя!!!)

Далее в поле «Наименование оперативного вмешательства (операции)» нажать на

Основное Просмотр ЭМК Назначения услуг Услуги Лек. назначения Компоненты крови Диагнозы Стандарты Исполнители Листки н	нетрудоспособности
Записать и закрыть 📃 📀 Документ готов 🛛 Выбрать ШМД 🛛 Открыть ГФ 🛛 Список предыдущих записей 🛛 Заполнить по	МД
Дата записи: 28.07.2023 9:58:52 📋	
Дневник Мониторинг показателей	
Сведения о пациенте:	
Масса тела, кг. 0,0 🔲 Рост, см. 0	
Группа крови: + Ф Резус-принадлежность: + Ф Антиген К1 Системы Kell:	* @
Иные сведения групповой принадлжености крови (при наличии):	
Наименование оперативного еместноства (операции):	
☆ Оперативные вмешательства 🖉 : □ ×	
Выбрать Создать Группу 🔊 👔 Извлечь из архива Поиск (Ctrl+F) 🗙 Еще 🗸 🥐	•
Наименование 4	
- Аборт	<u>^</u>
 Акушерские операции 	
- Амниотомия	
 Ампутации и экзартикуляции 	•
Добавить 🔷 🕹	Еще -

СЭМД Протокол анестезиологического пособия: Протокол анестезиологического пособия

Поля: Положение на операционном столе, Операционно-анестезилогический риск, интубация, пробуждение оценка по шкале пробуждения (PARS) заполнить, выбрав один из предлагаемых пунктов из выпадающего списка

В таблице «Способ проведения анестезиологического пособия» нажать «Добавить» и из предложенного списка выбрать одну или более анестезию

Способ проведения анестезиологического пособия: Добавить	Еще 🚽
Анестезия	
Мониторинг интенсивная терапия	
Аналгоседация	
Общая комбинированная анестезия	
Тотальная внутривенная анестезия	
Г Эпидуральная анестезия	
Спинальная анестезия	×
Проводниковая анестезия	
[Паравертебральная блокада	
Сочетанная регионарная и общая анастезия	×

В таблице «Наркозный аппарат» необходимо нажать «Добавить» > откроется справочник «Ресурсы». Из данного справочника выбрать наркозный аппарат

ркозный аппарат.		
ТРесурсы		∂ । □
Выбрать Создать 🔊 🚡 Извлечь из архива 🔡 Поместить в архив Поиск (Ctrl+F)		× Q • Еще • ?
аименование	Ť	Код
- УЗИ		0000000015
тест		0000000018
тест		0000000016

В разделе «Фамилия, Имя, Отчество (при наличии), должность» необходимо нажать на

- откроется справочник «Сотрудники». Из данного справочника выбрать сотрудника.

Сотрудники	∂ : □ ×
Выбрать Создать Создать группу 🔊 Найти	Отменить поиск 📋 Еще 🚽 ?
Наименование	Подразделение ↓
- TECT	· ·
TECT	5 64 A
амилия, Имя, Отчество (при наличии), должность:	
рач-анестезиолог-реаниматолог :	- C
рач-специалист, принявший пациента после роведенного анестезиологического пособия:	ب

Далее, перейти на вкладку «Мониторинг показателей». По кнопке «Добавить» добавить строку, которую заполнить данные вводом с клавиатуры.

Пульс (в мин)	ЧСС (в мин)	ЧДД (в мин)	SO2 (%)	СО2 (мм рт.ст.)	Термометрия	Исг
					-	

После того как медицинский документ будет полностью заполнен и готов нажать

📀 Документ готов

На экран выведется печатная форма документа

Далее, подписать ЭЦП (электронной цифровой подписью) с помощью кнопки